

Das vermutlich kleinste Massagegerät der Welt

Stand: 2023 09 21

Anwendung des Massagerings

Rolle den Massagering über jeden deiner 10 Finger mehrmals auf und ab, von der Fingerspitze zum Grundgelenk und zurück - solange es dir angenehm ist.

Der Massagering entspannt die Muskulatur des gesamten Körpers, regt die Durchblutung an, fördert den Lymphfluss. Regt an oder beruhigt – was der Mensch eben gerade braucht.

Wo sich der Ring am wohlsten fühlt:

Der Massagering liebt es, sich in greifbarer Nähe zu deinem Lieblingsplatz aufzuhalten.

Was der Ring gar nicht mag:

Bitte sperre ihn nicht in Schubladen oder Schränke. Da wird der Ring wegen Unterforderung ganz traurig und träge.

Was das vermutlich kleinste Massagegerät der Welt noch so drauf hat

Der Ring ist ein kleiner Bewegungsmotivator: Wenn du gemütlich deinen Lieblingsplatz drückst und deine Finger mit dem Ring massierst, springt er manchmal unvermittelt vom Finger und hüpfert unter Sofa oder Sessel. Was bleibt dir nun übrig? Du musst aufstehen, dich bücken und strecken. Voilá, kleine Bewegungseinheit.

Pflege: Bitte hin und wieder mit zum Händewaschen nehmen.

Sicherheitshinweis:

Der Massagering ist kein Schmuckstück! Bitte nicht am Finger stecken lassen. Der Ring könnte das Blut abdrücken, was sich nachteilig auswirken könnte.

Kinder während der Massage mit dem Ring bitte beaufsichtigen.



Silberfarben

Einzelring 4,50 € zzgl. Versand

Weitere Farben siehe unten.

Farbauswahl



schwarz

Tendenz kühlend

blau

Tendenz kühlend
nur noch 13 Stück verfügbar

silberfarben

Tendenz neutral

goldfarben

Tendenz wärmend

kupferfarben

Tendenz wärmend

Massageringe-Set

Farben frei wählbar, soweit verfügbar



Ringe-Set im Chiffonsäckchen
champagnerfarben

Farben der Ringe frei wählbar

Setpreis 9,- € zzgl. Versand



Ringe-Set im Chiffonsäckchen
bordeauxfarben

Farben der Ringe frei wählbar

Setpreis 9,- € zzgl. Versand

Massage Kugelset



Massage-Kugelset 13,80 € zzgl. Versand

Sonderpreis 7,50 €, zzgl. Versand

Die Massagekugel dient der prophylaktischen Stimulation im Bereich der Projektionssysteme der Hände und Füße. Im Innern der Kugel sind zwei silberfarbene Massageringe enthalten, die hauptsächlich der Stimulation von Projektionspunkten der Finger dienen. Die Massageringe sind auch einzeln lieferbar. In den Massage-Kugelsets sind die Farben der Massageringe nicht wählbar.

Durchmesser der Kugel ca. 3,5 cm.



Rot

Sonderpreis 7,50 €

zzgl. Versand

Orange

Sonderpreis 7,50 €

zzgl. Versand

Grün

Sonderpreis 7,50 €

zzgl. Versand

Weiß

nur noch 1 Kugel verfügbar

Sonderpreis 7,50 €

zzgl. Versand